

Tisztelt Partnerünk!

Vásároljon a VAKÁCIÓ alatt AKCIÓS termékeinkből,
laboratóriumi kisműszerrel ajándékozzuk meg!

SZEPTEMBER 30-IG TARTÓ AKCIÓK VAKÁCIÓRA

Ne hagyja ki legújabb akcióinkat!

Most Joanlab laboratóriumi kisműszert adunk ajándékba
(pipetta/vortex/mikrocentrifuga/vízfürdő/mérleg/mágneses keverő),
ha teljesíti az alábbi rendelési csomagok feltételének valamelyikét.

Az akciót abban az esetben tudja érvényesíteni, ha ajánlatkéréskor hivatkozik a

„VAKÁCIÓ” akciós kódra.



Amennyiben több akciós rendelési csomagot választ,
mindegyikhez jár a megjelölt ajándék!

Promega DNS/RNS/Plazmid izoláló kit-ek

Válasszon és rendeljen az alábbi listából minimum **nettó 250 000 Ft** értékben.

Ajándék: 1 db 1 csatornás Joanlab pipetta vagy 1 db Joanlab vortex





Biofluidok: Teljes Vér és Vérfolt, Nyál és Nyálka, Plazma/Szérum, Vizelet, Buffy Coat, Plazmidok



Sejt/Szövet: Emlős Sejt, Emlős Szövet, FFPE, Növény & Rovar, Kenet, Élesztő



Környezeti: Széklet, Talaj, Szennyvíz, Élelmiszer



Microbes & Viruses: Baktérium, Gomba

Joanlab laboratóriumi kisműszerek

Rendeljen bármilyen Joanlab laboratóriumi kisműszert legalább **nettó 200 000 Ft** értékben.

Ajándék: 1 db 1 csatornás Joanlab pipetta vagy 1 db Joanlab vortex



Reddot Biotech - ELISA kitek

Reddot Biotech - ELISA kitek (Ready-To-Use, EasyStep és EasyStep Pro kitek), funkcionális assay-k és antitestek széles választéka:

Rendeljen bármilyen Reddot terméket legalább **nettó 300 000 Ft** értékben.

Ajándék: 1 db 1 csatornás Joanlab pipetta



NanoDrop – Mikrocseppes fotométer

Most érdemes NanoDrop-ot vásárolni!

Ajándék: 1 db Joanlab mikrocentrifuga vagy vízfürdő / mérleg / mágneses keverő!



Biobase plate reader és mosó

Most a Biobase készülékei bevezető áron, a készlet erejéig: ELISA és egyéb abszorbancia mérésen alapuló módszerekhez javasoljuk új rendkívül kedvező áru mikroplate mosóinkat és olvasóinkat.

Ajándék: 1 db többcsatornás Joanlab pipetta

BIOBASE®

BIOBASE CHINA

Elisa Microplate Reader



BK-EL10A BK-EL10B BK-EL10C BK-EL10D

Features:

- ① 10.1-inch large touch screen operation (Except BK-EL10B)
- ② High precision and accurate results.
- ③ Software: Single wavelength and double wavelengths detection methods.

Parameters:

Model	BK-EL10A	BK-EL10B	BK-EL10C	BK-EL10D
Measurement Channel	Vertical 8 optical channels			
Plate Type	96-well microplate			
Wavelength Range	400 - 750nm			340 - 850nm
Filter	Standard 4 wavelengths of 405, 450, 492, 630nm(BK-EL10A, BK-EL10B, BK-EL10C) Standard 8 wavelengths of 340, 405, 450, 492, 630nm(BK-EL10D) Optional: Up to 10 wavelengths.			
Reading Range	0.000 - 3.000Abs		0.000 - 4.500Abs	0.000 - 4.500Abs
Linear Range	0.000 - 3.000Abs			0.000 - 3.000Abs
Resolution	0.0001Abs			
Repeatability	CV<1.0%			CV<0.2%
Stability	±0.005Abs		±0.005Abs	
Sensitivity	±0.01 mg/L			
Channel Difference	±0.02Abs			
Vibration Plate Function	3 kinds of vibration plate function, adjustable 0-255s(BK-EL10A, BK-EL10B, BK-EL10C); 5 kinds of vibration plate function, adjustable 0-255s(BK-EL10D)			
Incubation Function	Time Range: 0-60min Temp. Range: RT +4℃-50℃ (Only for BK-EL10D)			
Power Supply	AC100-240V, 50/60Hz			
Instrument Size(W*D*H)	450*320*300mm	450*320*300mm	450*320*300mm	490*340*370mm
Package Size(W*D*H)	540*400*440mm	540*400*440mm	540*400*440mm	610*440*475mm
Net/Gross Weight	13/15kg	10/12kg	11/13kg	12/14kg

27

Elisa Microplate Washer

Feature:

- ① Microcomputer control, automatically complete the plate washing operation.
- ② The liquid level sensing function automatically detects the liquid level, and automatically alarms when the cleaning liquid is insufficient and the waste liquid is overflowing.
- ③ The user-friendly operating system allows users to customize the plate type, set the number of washes, the amount of wash solution, the way to wash the plate, the suction point, the soaking and shaking time and other parameters.
- ④ The wash head is self-balancing, has two-point aspiration, and performs bottom flushing.
- ⑤ 3 kinds of Automatic washing,Soaking andShaking, to reduce the interference adsorption during the reaction, time adjustable.



BK-9613



BK-9622

Parameters:

Model	BK-9622	BK-9613
Cleaning Head	8 channels and 12 channels	96 pins, single row controllable
Microplate Types	Four kinds: flat bottom, U bottom, V bottom, round bottom	
Average Residual	<1μl(per hole)	<0.7μl(per hole)
Liquid Suction Time	0.1-999.9 seconds adjustable, with an interval of 0.1 seconds	
Line Flush Time	0-240 seconds, adjustable	
Washing Programs	Up to 200 programs	
Display	7-inch touch display	
Liquid Injection Channels	3 (2 types of tetra and 1 type of distilled water)	
Cleaning Needle Position	4 types (horizontal, left, middle, right, bottom, hole spacing)	
Consumption	80W	300W
Power Supply	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	
Packing Size(W*D*H)	690*490*400mm	740*575*562mm
Gross Weight	22kg	42kg

28

Genfollower és Thermo műanyagáru, Sempermed gumikesztyűk

Genfollower és Thermo műanyagáru, illetve Sempermed gumikesztyűk: legalább nettó 250.000 Ft feletti megrendelés esetén.

Ajándék: 1 db Joanlab pipetta



ÉV VÉGÉIG TARTÓ AKCIÓK

Rendkívüli IDT akciók az év végéig!



Idén is megéri IDT „klubtagnak” lenni!

Év végéig **minden rendelés esetén 10%**,
új **kutatócsoport** regisztrációja esetén pedig, **minden rendelésre 20%**
kedvezményt biztosítunk az alábbi termékcsoportok összes elemére:

- **Alt-R CRISPR rendszerek:** a CRISPR technológia bármely területét lefedő, optimalizált megoldások, legyen az egy standard folyamat, vagy egyedi kihívásokat (pl. AT-gazdag régiók, magas off-target hatás) tartalmazó applikáció!
- **PrimeTime qPCR Assay-k és próbák:** festék-kvencser kombinációt tartalmazó qPCR próba alapú analízis, minimalizált jel-zaj aránnyal (főleg a duplán kvencselt próbák esetén!)
- **gBlocks génfragmense:** akár 3000 bp hosszú, szintetikus génszakaszok, pl. génbevitelre, qPCR kontrollnak stb.

Kedvezményes Promega Taq polimerázok raktárról **2023-as árakon!**

A Promega cég méltán népszerű polimerázai, a **GoTaq G2 Flexi DNA Polymerase (100u)** és a **GoTaq G2 DNA Polymerase (100u)** az alábbi kedvezménnyel érhető el készletünkről:

Egységár (100 unit)	Mennyiség	Ajándék
8500 Ft + Áfa / darab	1 - 5 darab	-
	6 - 12 darab	+ 1 db ingyen
	13 - 20 darab	+ 2 db ingyen
	21 darabtól	+ 3 db ingyen

